

TheraMart

MANUAL DE USO



COJÍN
TheraMed

SKU: TM360

REGISTRO NO. CA - 40277 (CN)

El fabricante certifica que los materiales de este artículo son descritos acorde a la ley.

Descripción del Producto:

ESTILO:
COJÍN DE GEL THERAMED - TM360


MEDIDA: 46 cm X 41 cm X 7.5 cm

PESO TOTAL: 2600g
Cubierta impermeable de base antideslizante
CUBIERTA: 60% Polyester, 40% Spandex. Base de PVC
Contiene cremallera para extraerla al momento de su lavado.
Color: Azul (arriba); Gris (abajo)

Espuma de Alta Densidad
ESPUMA: 60% PU, 40% Gel
Peso máximo soportado por el producto: 300 kg

Instrucciones de almacenamiento: Guardar en condición de seco





INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO:

Centro de Espuma de Poliuretano:

No lavar

Limpiar con una tela húmeda

No utilizar detergente

Asegurarse de que está completamente seco antes de utilizar

Mantener fuera de la luz directa del sol

No realizar limpieza en seco

Cubierta Desmontable:

60% Polyester, 40% Spandex

Lavado en máquina caliente

Secado en secadora caliente

Plancha en frío

No utilizar legía

No realizar limpieza en seco

TheraMart | TheraMed



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Importado por Theramart SpA
Av. presidente Kennedy 5600 of 507
Vitacura, Chile

HECHO EN CHINA
+1 (786) 305-5266
info@theramart.com